



Pulseiras Z-Band ZD510-HC

As impressoras ZD510-HC da Zebra permitem imprimir informações dos pacientes e códigos de barras diretamente nas pulseiras de impressão térmica direta Z-Band.

A pulseira é essencial para a segurança do paciente. Se uma pulseira desbotar e não puder ser lida por scanner, o atendimento ao paciente, a segurança e os fluxos de trabalho ficam comprometidos. O Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Suprimentos da Zebra desenvolveu a Z-Band para ser uma das pulseiras de impressão térmica direta mais duráveis do mercado*. Com mais de quatro bilhões de pacientes identificados desde 1998**, você pode confiar na Zebra.

A pulseira Z-Band oferece:

- Tamanhos adulto, infantil e neonatal
- Opções de fechamento adesivo e por clipe
- Resistência aos desinfetantes hospitalares comuns para as mãos
- Revestimento antimicrobiano prateado que evita o desgaste da pulseira
- Material que não contém látex
- Nível de segurança compatível com ressonância magnética***

Cartucho de pulseira ecologicamente correto: Apoiando seus objetivos de sustentabilidade

Além de projetarmos nossas pulseiras para melhorar a segurança do paciente, inovamos para apoiar seus objetivos ambientais, sociais e de governança. Nosso novo cartucho de pulseira ecologicamente correto, para uso com nossas impressoras de pulseira ZD510-HC e HC100, é feito de material PET 1. O PET 1 pode ser reciclado em coletas padrão na calçada, reduzindo o aterro e promovendo práticas de economia circular.




*Para obter mais detalhes sobre os testes de durabilidade realizados em laboratório, faça o download da pesquisa "Putting Wristband Durability to the Test" (Teste de durabilidade da pulseira).

**De 1998 a 2018.

***As pulseiras Z-Band da Zebra são feitas de polipropileno e vinil. Os produtos químicos para impressão térmica direta consistem principalmente em corantes leucos e reveladores. As tintas/os vernizes usados são UV e têm base aquosa. Essas pulseiras de identificação de pacientes não apresentam nenhum teor de metal. Portanto, as pulseiras Z-Band são consideradas seguras para ressonância magnética.

As pulseiras Z-Band da Zebra estão disponíveis com fechos adesivos e por clipe, em diversas cores e tamanhos, para atender às necessidades de sua organização.


Z-Band UltraSoft	Número de peça	Tamanho
- Pulseira ultramacia - Fechamento adesivo - Resistência a desinfetantes para as mãos, como Purell® - Uma das pulseiras de impressão térmica direta mais macias do mercado. - Disponível como solução de identificação mãe-filho para otimizar o processo de identificação imprimindo um só conjunto de pulseiras, facilitando a associação da mãe a seu recém-nascido. - A pulseira Extended Stay reduz a necessidade de trocar as pulseiras hospitalares dos pacientes durante longas internações clínicas.	Formato padrão	
	Adulta	
	10015355K (branca) 10015355-2K* (azul) 10015355-3K (verde) 10015355-5K (rosa)	25 mm x 279 mm 1" x 11" 
	10015356K	19 mm x 279 mm (0,75" x 11") 
	10043009K Extended Stay	25 mm x 279 mm (1" x 11") 
	Pediátrica	
	10015357K	25 mm x 178 mm (1" x 7") 
	Infantil	
	10015358K	25 mm x 152 mm (1" x 6") 
	Solução de identificação mãe-filho (conjunto com uma pulseira tamanho adulto e uma neonatal)	
	10035358-M1K	Conjunto total 25 mm x 432 mm (1" x 17") Tamanho adulto: 25 mm x 279 mm (1" x 11") Tamanho neonatal: 25 mm x 152 mm (1" x 6") 
	Formato bracelete*	
	Adulta	
	10033832K (branca) 10033832-1K (vermelha) 10033832-2K (azul) 10033832-3K (verde) 10033832-4K (amarela) 10033832-5K (rosa)	25 mm x 273,05 mm (1" x 10,75") 
	Pediátrica	
	10026691K (branca) 10026692K (rosa)	25 mm x 178 mm (1" x 7") 

Especificações sujeitas a alterações sem comunicado prévio.

* Não disponível na região EMEA

Z-Band Newborn	Número de peça	Tamanho
- Fechamento adesivo - Material de polipropileno macio, perfeito para a pele delicada - As pulseiras ajustáveis servem nos menores pacientes - A área plana para impressão garante a facilidade de leitura - Resistência a desinfetantes para as mãos, como Purell® - Disponível em duas versões: padrão e macia (com parte interna de nylon macio)	Z-Band Newborn: 10035439K Z Band Newborn Soft: 10031289K	19 mm x 195 mm (0,75" x 7,6875") 

Z-Band Direct	Número de peça	Tamanho
- Pulseira clássica - Fechamento adesivo - Resistência a uma ampla variedade de desinfetantes para as mãos	Adulta	
	10006995K (branca) 10006995-1K (vermelha) 10006995-2K (azul) 10006995-3K (verde) 10006995-4K (roxa) 10006995-5K (rosa) 10006995-6K (laranja) 10006995-7K (amarela)	1" x 11" 25 mm x 279 mm 
	10006997K	19 mm x 279 mm (0,75" x 11") 
	10006996K*	30 mm x 279 mm (1,1875" x 11") 
	Pediátrica	
	10006999K	25 mm x 178 mm (1" x 7") 
	Infantil	
	10006998K	25 mm x 152 mm (1" x 6") 

Z-Band QuickClip	Número de peça	Tamanho
- Fechamento por clipe - Clipes coloridos disponíveis em vermelho, amarelo, roxo*, verde, rosa e azul	Adulta	
	10027730K	30 mm x 279 mm (1,1875" x 11") 
	10027728K	30 mm x 279 mm (1,1875" x 11")
	Pediátrica	
	10027729K	25 mm x 178 mm (1" x 7") 

Soluções de alerta

As soluções de alerta da Zebra permitem a conformidade com os padrões estaduais, regionais e locais de codificação por cores para as condições do paciente, como alergia, DNR, risco de queda, alergia a látex e membro imobilizado.

Pulseiras de identificação de alerta	
	Permitem a identificação rápida de condições especiais do paciente (como alergia, DNR e risco de queda) através de pulseiras pré-impressas e codificadas por cores. Disponíveis em vinil com fechamento por clipe ou Tyvek® com fechamento adesivo.

Impressora ZD510-HC

Uma especialista em pulseiras que vale a pena recomendar

 Reduz o tempo de admissão dos pacientes e de treinamento da equipe	 Imprime em um piscar de olhos: basta inserir o cartucho e pronto	 Ajuda a proteger os dados do paciente com conexões seguras	 Disponível para adultos, crianças e recém-nascidos
---	---	---	--



Especificações sujeitas a alterações sem comunicado prévio.

* Não disponível na região EMEA



Para mais informações sobre as pulseiras ZD510-HC Z-Band, acesse www.zebra.com/wristbands ou o diretório de contatos globais em www.zebra.com/contact



Sede Corporativa e na América do Norte
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede na região Ásia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede na Europa, Oriente
Médio e África
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Matriz para América Latina
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com